

装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：RC-Ni-300 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	高温炉		台	1	
2	高温合金钢管（GH747炉管）	300ml（外径 ϕ 70*内径 ϕ 35*326mm）	根	1	
3	连熔炉管	ϕ 33* ϕ 27*280mm（300ml反应釜用）	根	1	
4	内六角扳手	M14/M2.5/M3	只	3	各1只
5	无氧铜密封圈	CF-50	个	2	
6	高压软管（含接头）	0-15MPA（3米）	根	1	
7	加长杆		根	1	
8	隔热垫		块	1	已安装
9	国标电源线	RVV-3*1.5-3米（黑色）	根	1	
10	信号线		套	1	
11	铝合金散热器	内径 ϕ 70*厚46mm	个	1	
12	说明书		本	1	
13	保修证书		份	1	
检验人			审核人		